

病房输液吊架及导轨

一、 产品简介

输液吊架采用铝合金或不锈钢制作，悬于病床上方或输液大厅内，用于悬挂输液瓶或其它设备。导轨一般安装在屋顶上，有直轨和 U 形轨两种。

二、 功能特点

- 输液瓶高度调节轻松、灵活、方便、省力；
- 设计防护罩，方便清洁，外形更美观；
- 无菌洁净手术室、ICU 专用防落尘吊杆；
- 滑车上设有自锁梁，轨道上设有自锁枕。当吊杆承重时，自锁梁和自锁枕啮合，滑车会即时锁定在轨道上，从而固定住吊的位置。
- 滑车结构紧凑合理，滑动灵活、静音；
- 滑车形状会随着轨道弧形自动调整，保证在环型轨道上也可灵活滑动；
- 轨道、吊杆有多种材料、颜色可供选择，以配合病房整体装修风格

三、 产品图片



四、 联系方式

办公地址：上海市长宁区安顺路 83 号 8 楼

邮政编码：200052

电话：021-62940309, 52308601

传真：021-62817095（自动）

网址：www.kbmed.net

邮件：contactus@kingbell.net